



Für ein schöneres
Lebensgefühl

Individuelle Daumenorthesen – Weil es um Ihre Gesundheit geht!

Wenn konfektionierte Orthesen keine Schmerzlinderung bringen, warum nicht mal was anderes probieren? Maßanfertigung lautet das Stichwort.

Die individuell gefertigten Produkte werden genau auf Ihre Bedürfnisse angepasst und erzielen in den meisten Fällen eine bessere Wirkung als Fertigprodukte. Ziel einer Versorgung, und um sicherzustellen, dass die Beschwerden nicht die Hauptrolle im Alltag einnehmen, ist eine fachlich gute Beratung – der erste Schritt in die Schmerzfreiheit.

Unser Team für Orthesen-Versorgungen informiert Sie über mögliche Hilfsmittel. Zögern Sie nicht und lassen Sie sich beraten!

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Sanitätshaus Bahr



weiterführende Informationen erhalten Sie über diesen QR-Code oder direkt unter: www.bahr-gmbh.com

Orthopädie-Technik ... Sanitätshaus ... Rehabilitation

sanitätshaus
BAHR

Als Georg Chr. Bahr GmbH stehen wir seit drei Generationen für innovative Orthopädie und Kompetenz im Sanitätsfachhandel. Mit hohem Qualitätsanspruch an unsere Produkte fertigen wir orthopädische Hilfsmittel und stehen Ihnen und unseren Geschäftspartnern mit kompetenter und individueller Beratung zur Seite.

Georg Chr. Bahr GmbH

Steenbeker Weg 25
24106 Kiel

Tel. 0431/33 33-63

Fax 0431/33 33-80

kontakt@bahr-gmbh.com

www.bahr-gmbh.com

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.- Fr.: 08:00 – 18:00 Uhr



Besuchen Sie uns auch bei Facebook:

facebook.de/orthobahr

sanitätshaus
BAHR



Daumenorthesen

bei Arthrose

PRODUKT:

Konfektionierte statische Daumenorthesen

Konfektionierte Orthesen werden zumeist temporär, also bei akuten Schmerzen, z.B. nach einer Sportverletzung eingesetzt und dienen vor allem der Ruhigstellung. Vorteil der „Schachtelorthesen“ ist nicht nur die schnelle Verfügbarkeit, sondern vor allem der daraus resultierende, sofortige Therapiebeginn.



Konfektionierte Orthese wie die „RhizoLoc“ eignen sich gut für temporäre Versorgungen.

Funktionsweise

Konfektionierte Orthesen gibt es in verschiedenen Bauarten. Aus einem hohen textilen-, oder festen Kunststoffanteil. Dabei ist die Funktion immer die gleiche: die Ruhigstellung des Daumensattelgelenkes – ähnlich wie in einem Gipsverband. Verstärkungselemente, z.B. aus Aluminium sichern dabei die Funktionseinschränkung. Anatomische Gegebenheiten können hier allerdings nur beschränkt berücksichtigt werden, da viele Orthesen durch ihre vorgegebene Bauart nur schwer oder gar nicht verändert werden können. Dennoch stellen konfektionierte Orthesen bei der Erstversorgung das Mittel der Wahl dar, um auszuprobieren ob eine Besserung der Symptomatik erfolgt.

Individuell gefertigte Daumenorthese nach Maß

Als zertifiziertes Unternehmen in Kiel haben wir uns intensiv mit den Problemen in der Langzeitversorgung von Rhizarthrosen beschäftigt. Die Therapie mit einer individuell gefertigten Daumenorthese, welche kaum Einschränkungen bei täglicher Benutzung aufweist, kann dazu beitragen langfristig Schmerzen zu lindern.



Diese Daumenorthese wurde speziell für die Rhizarthrose entwickelt und folgt dem Prinzip der „Rhizorthes“ nach Dr. Meyer.

Funktionsweise

Die Orthese zieht durch ihre individuelle Anpassung das erkrankte Daumensattelgelenk bei jeder Beugung des Daumens ein Stückchen auseinander und verhindert dadurch weitere Reibung an der verminderten Knorpelfläche. Zudem bleibt, durch die Berücksichtigung der individuellen Anatomie jeder Hand und der speziellen Bauart der Orthese, eine nahezu physiologische Beweglichkeit des Daumens erhalten. Dadurch reduzieren sich die Schmerzen und die aktive Bewegungsmöglichkeit kann mit der Zeit den Kapsel-Band-Muskel-Apparat kräftigen.

IM VERGLEICH:

Eigenschaften	Konfektionierte Orthese	Individuelle Orthese
Dynamisch		x
Statisch (Ruhigstellung)	x	x
Geeignet für Langzeitversorgung		x
Individuell anpassbar	bed.*	x
Berücksichtigung anatomischer Strukturen		x
Akutversorgung	x	
Aktiviert den Kapsel-Band-Muskel Apparat		x
Schmerzlinderung	x	x

* Konfektionierte Daumenorthesen sind nur bedingt individuell anpassbar.

FAZIT:

Schnelle Schmerzlinderung durch die richtige Versorgung

Wenn konfektionierte Hilfsmittel keine Linderung bringen sind individuelle Daumenorthesen die Alternative. Durch die richtige Kombination aus einem speziell auf Ihren Körper angepassten Zuschnitt und der zusätzlich sorgfältigen Auswahl von Materialien, wie z.B. Silikon oder weichen Kunststoffen, kann eine individuelle Daumenorthese langfristig Schmerzlinderung bringen. Zusätzlich kann dabei der Kapsel-Band-Muskel-Apparat gestärkt werden, so dass man zeitweise ggf. sogar auf eine Orthese verzichten kann.